

Kaganiec skórzany wzmocniony szwami dla owczarka żyrodkowazjatyckiego psa



Kaganiec skórzany dla owczarka żyrodkowazjatyckiego



Codzienny kaganiec dla psów, umożliwia pełną wentylację, ze wzmocnionymi szwami. Kolor: czarny. Model wyprodukowany dla owczarka żyrodkowazjatyckiego psa.

Ocena: Nie ma jeszcze oceny

Cena

Cena podstawowa z VAT 203,23 z?

Cena sprzeda?y 189,41 z?

Cena sprzeda?y bez VAT 203,23 z?

Rabat -13,82 z?

[Zadaj pytanie o produkt](#)

Producent [ForDogTrainers](#)

Opis

WA?NE - Prosimy zmierz? swojego psa przed sfinalizowaniem zamówienia na kaganiec.

1. Nale?y porówna? swoje informacje z wymiarami z tabel? rozmiarów.
2. Rozmiar w zakresie d?ugo?ci nie mo?e by? dobrany zbyt ciasny. Dlatego do kufy psa nale?y dobra? ten rozmiar, który jest o 1-2 cm d?u?szy, na przyk?ad - d?ugo?? pyska twojego psa to 8 cm, wtedy mo?esz wybra? rozmiar o d?ugo?ci do 10 cm.
3. Rozmiar w zakresie obwodu nie mo?e by? dobrany zbyt ciasny. Dla obwodu kufy psa mo?na wybra? rozmiar, który jest o 2-4 cm d?u?szy, na przyk?ad - obwód kufy psa wynosi 26 cm, wtedy mo?na wybra? rozmiar z obwodem kufy do 28-30 cm.

[INSTRUKCJA DO POMIARU PSA](#)

- **D?ugo?? kufy** - to wewn?trzna d?ugo?? górnej cz??ci kaga?ca.
- **Obwód kufy** - to wewn?trzny obwód kaga?ca.
- **Pasek mi?dzy oczami** - regulowany zakres paska wzd?u? linii nosa.
- **Obwód szyi** - regulowany zakres obwodu paska wokó? szyi.
- **Szeroko?? kufy** - to wewn?trzna szeroko?? kaga?ca.
- **Wysoko?? kufy** - to wewn?trzna wysoko?? kaga?ca.

TABELA WSZYSTKICH WEWN?TRZNYCH WYMIARÓW KAGA?CA

Ewentualne rasy	D?ugo?? kufy	Obwód kufy	Pasek mi?dzy oczami	Obwód szyi
R	9 cm	38 cm	5-30 cm	45-75 cm

Opinie

pi?tek, 03 stycze? 2020

Zamawia?am kaganiec typu M 41##014 i uwa?am
,?e to by? to najtrafniejszy wybór . Jest bardzo solidnie i
estetycznie wykonany, zapewnia 100% bezpiecze?stwa nam i psu, jest
wygodny dla naszego Azjaty, specjalnie wy?cielony filcem wokó?
pyska , ?atwy w zak?adaniu i utrzymaniu w czysto?ci. Polecam go
innym u?ytownikom . Spisuje si? fantastycznie.

Dmitry